

13° Corso per Personale dei laboratori PMA sull'applicazione dei requisiti previsti nei decreti legislativi 191/2007 e 16/2010 ai centri PMA

Lucca, 9-11 maggio 2018

Rilevanza

Le Direttive Europee 23/2004, 17/2006 e 86/2006 sono state recepite nella legislazione italiana rispettivamente con il D.Lgs.191/2007 e il D.Lgs.16/2010, aggiornato con il D.Lgs.85/2012. Questi decreti, vincolanti per il nostro paese, stabiliscono dei requisiti di qualità e sicurezza applicabili anche ai centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), che per questa legge sono assimilati a dei Tissue Institutes, in particolare per le attività che vengono svolte nel laboratorio. Gli stessi decreti hanno inoltre identificato le autorità competenti per questo settore nel Ministero e le Regioni, che agiscono attraverso l'organismo tecnico del Centro Nazionale Trapianti.

Scopo e obiettivi

Il corso si colloca nell'ambito di un progetto formativo con l'obiettivo di approfondire le tematiche specifiche del lavoro nei centri di PMA, favorendo l'interpretazione e applicazione corretta delle nuove procedure di sicurezza e qualità e fornendo, nel contempo, i necessari aggiornamenti rispetto all'eventuale introduzione di nuovi requisiti e o normative nazionali e

internazionali. Il corso è destinato esclusivamente al personale sanitario che lavora nei laboratori dei centri PMA di II e III livello.

Obiettivi specifici Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

1. Applicare la normativa vigente;
2. Applicare nella propria struttura di appartenenza dei requisiti tecnici specifici previsti dalla normativa recente nazionale ed europea riferita ai centri PMA;
3. Applicare strumenti per la verifica e il miglioramento continuo del sistema gestione qualità;
4. Utilizzare strumenti di risk management;
5. Applicare modalità corrette per vestirsi, lavarsi e muoversi negli ambienti classificati;
6. Utilizzare modalità adeguate per gestire la strumentazione di laboratorio ed effettuare i controlli ambientali.

Metodo didattico o di lavoro

La metodica didattica prevede lezioni frontali seguite sempre da discussioni pratiche con coinvolgimento di tutti i partecipanti, in sessione plenaria o suddivisi in gruppi di lavoro, con la compilazione di elaborati e prove da parte di ciascun discente e successiva discussione in plenaria, in modo da favorire la discussione e la partecipazione interattiva docente-partecipante. E' anche previsto un training pratico di visita ed esercitazione presso un laboratorio classificato di una banca tessuti.